

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г.УЛЬЯНОВСКА»
(ГУЗ КССМП г.УЛЬЯНОВСКА)**

Пушкарева ул., д.29, Ульяновск, 432061
Тел./факс (8422) 32-04-71. E-mail: ssmp.73@yandex.ru
ОКПО84259269, ОГРН 1077325012390,
ИНН/КПП 7327043830/732701001

Руководителю

« 11 » апреля 2018 г. № 374/04-14

ООО «Компания Медэкс-Интер»

107497, г.Москва,

ул.Монтажная, д.7, строение 1

ОТЗЫВ

об использовании тележки-каталки для автомобилей скорой
медицинской помощи «ТМТ» (Россия) в ГУЗ "Клиническая станция
скорой медицинской помощи г. Ульяновска"

Отзыв выдан на основании опыта работы с тележками-каталками ТМТ в автомобилях скорой помощи ГУЗ "Станции скорой медицинской помощи г. Ульяновска". Данные тележки используются в медицинской практике наряду с другими отечественными и зарубежными тележками.

Тележка-каталка обеспечивает мобильное и удобное перемещение пациентов. Тележку-каталку можно эксплуатировать в автомобиле скорой медицинской помощи, также тележка используется и внутри помещений медицинских учреждений.

Перевозка пациентов удобна благодаря вращению колес по обеим осям. Безопасность пациента гарантируется автоматической фиксацией шасси при подъеме рамы и приведением в действие тормозов при воздействии небольшого усилия.

Конструкция тележки достаточно проста и надежна. По обеим сторонам каталки имеются боковые поручни, которые можно опускать. Наличие простого механизма фиксации позволяет завести и вывезти тележку из кареты скорой помощи одному человеку средней комплекции.

К каталке крепятся переносные носилки, у которых можно регулировать высоту подъема спинной и ножной секции. Для удобства пациентов носилки оснащены подголовниками и фиксирующими ремнями с использованием быстроразъемных соединений. Носилки снимаются с тележки-каталки просто. Съёмные носилки фиксируются на раме очень надежно. Мягкие носилки оснащены боковыми молниями, позволяющими заменить поролон и подвергнуть химчистке сам чехол.

К тележке-каталке можно крепить кислородный баллон с аппаратом ИВЛ и сопутствующими принадлежностями.

На основании эксплуатации можно сделать вывод, что тележки-каталки для скорой помощи «ТМТ» (Россия) могут быть использованы в медицинских учреждениях, так как они просты и надежны в использовании, интуитивно понятны и соответствуют заявленным возможностям.



Главный врач

А.М. Имангулов